

Baxter

製造販売元・問合せ先(輸入元):
バクスター株式会社
東京都中央区晴海一丁目8番10号
電話番号: 03-6204-3700

www.baxter.co.jp

製造業者
Baxter Healthcare Corporation
One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois
United States of America

本書に記載する機器の安全かつ適切な使用方法については、取扱説明書又は使用説明書を参照してください

販売名: ホーム PDシステム かぐや
(承認番号: 22800BZX00454000)

販売名: シェアソース
(承認番号: 22800BZX00345000)

Baxter、かぐや及びシェアソースはバクスターインターナショナルインクの登録商標です

Baxter

Kaguya enabled by Sharesource

HOME PD SYSTEM

ホームPDシステム かぐや

遠隔ソフトウェア更新の手順 2

高度管理医療機器

特定保守管理医療機器

一般的名称: 自動腹膜灌流用装置

販売名: ホームPDシステム かぐや

承認番号: 22800BZX00454000

機器についてのお問合せは

バクスター CAPD コールセンター

0120- **506 440**
コ ー ル し ょ う

24 時間対応
フリーコール

2日目

手順3

ダウンロードが完了したことを確認し治療を実施する

「かぐや」の電源を入れ、かぐやのテスト（音テスト）を実施します。ソフトウェアのダウンロードが完了している場合、図5の「更新の有無確認」画面が表示されます。




図4 「かぐやのテスト」(音テスト)画面

図5の「更新の有無確認」画面で、「いいえ」－「確認」ボタンを押し、インストールを治療の終了後まで延期します。その後、今夜の治療を開始します。

注意 図5に表示されているソフトウェアバージョンは、実際のバージョンとは異なることがあります。

注意 「かぐや」が「更新の有無確認」を表示しない場合、「かぐや」にソフトウェアがダウンロードされていません。**手順2** 治療を実施した後ソフトウェアをダウンロードするを再度実行し、治療終了後にソフトウェアのダウンロードを行ってください。

注意 図5の「更新の有無確認」画面で、「はい」－「確認」ボタンを押すとインストールが開始されます。インストールには約30分かかります。インストールが完了したらいつでもおりの治療を実施します。インストールを完了するだけの時間が十分でない場合、必ず「いいえ」を押してください。




図5 「いいえ」－「確認」を押してインストールを延期して治療に進む画面

手順4

治療の終了後ソフトウェアをインストールする

治療の終了後「かぐやの終了」画面が表示されたら、「切」ボタンを押します。「かぐや」にはソフトウェアをインストールする図6の「更新の有無確認」画面が表示されます。

注意 図6に表示されているソフトウェアバージョンは、実際のバージョンとは異なることがあります。

「確認」ボタンを押してインストールを開始します。「かぐや」は自動的に再起動し、インストールを開始します。

注意 これ以上インストールを延期することはできませんので「確認」を選択してください。




図6 「確認」を押してインストールを開始する画面

「かぐや」の再起動が始まると、インストールの進捗を表す進捗バー等を含む画面（図7・図8）が表示されます。インストールには約30分かかります。

図8の画面がインストール中に表示されます。

注意 インストール中に電源ボタンを押して「かぐや」の電源を切らないでください。インストール中に電源を強制的に切ると「かぐや」が動作しなくなってしまうです。

インストールが終わると「かぐやのテスト（音テスト）」画面が表示されます。かぐやのテスト（音テスト）を実施します。




図7 インストールを開始し再起動している画面




図8 約30分表示される更新中の画面

手順5

「かぐや」の電源を切る

かぐやのテスト（音テスト）が完了し[ホーム画面]が表示されたら、**図9**に示す電源ボタンを押します。



図9 電源ボタンを押す

電源ボタンを押すと**図10**の[終了の確認]画面が表示されます。[はい] – [確認] ボタンを押します。




図10 [はい] – [確認] を押してかぐやの終了へ進む画面

[切] ボタンを押して「かぐや」を終了します。



図11 [切] ボタンを押して終了する画面

困った時の対処方法

質問はバクスターCAPDコールセンター**0120-506440**（24時間365日対応）までお問い合わせください。

ソフトウェアのダウンロードが完了できない場合

問題

手順1と**手順2**の終了後**手順3**で[更新の有無確認]画面が表示されない。

考えられる原因

「かぐや」が「シェアソース」に接続できていない、またはダウンロードを完了する十分な時間がなかった。

対処方法

- 「かぐや」の電源を切り、完全に電源が切れるまで待ちます。
- 電源ケーブルがしっかりとモデム本体に接続されており、電源アダプターがコンセントに接続されていることを確認します。
- 黄色いイーサネットケーブルがモデム本体と「かぐや」に確実に接続されていることを確認します。
- モデムの電源をいったん切った後、もう一度入れて約10～15分お待ちください。
- かぐやの電源を入れ、音テストを実施します。かぐやの[ホーム画面]上部に、矢印または雲のアイコンが表示されていることを確認します。
- モデム本体の電源LEDとネットワークLED表示が緑に点灯しており、通信信号強度LEDの表示が1本以上点灯していることを確認します。（3本以上が推奨）
- 「かぐや」の電源が入ったら、治療をいつもどおり実施し**手順2 治療を実施した後ソフトウェアをダウンロードする**を再度実行します。
- 「かぐや」の電源を再度入れて、音テストを実施します。
- もし[更新の有無確認]画面が表示されない場合、[ホーム画面]を表示させたまま60分以上待ちます。
- 60分以上経過したら[メニュー]ボタンを押します。
- [更新の確認]ボタンを押します。更新があった場合、[更新があります]画面が表示されます。[OK]ボタンを押します。
- 手順4 治療の終了後ソフトウェアをインストールする**に戻りインストールを継続します。

注意 更新の確認方法に関する詳細は、ホームPDシステム かぐや取扱説明書  **10.6 更新の確認を参照してください。**