


Baxter

バクスターイリゲーションセット Irrigation Set




バクスターイリゲーションセットは、 用途に応じてシングルリード、ツーリードの 2タイプの製品を揃えております。

品番：2C4005




長さ：2000mm
内径：7.1mm

品番：2C4041



長さ：2100mm
内径：5.0mm

品番：2C4040



長さ：2100mm
内径：5.0mm

届出番号：13B1X00208000013

製 品 名	品 番	包装単位
バクスターイリゲーションセット Yセット	2C4005	12セット/箱
バクスターイリゲーションセット イリゲーションYセット	2C4041	12セット/箱
バクスターイリゲーションセット イリゲーションセット	2C4040	48セット/箱

※本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。

※本品は天然ゴムを使用していない。

※本品は放射線滅菌済みで、流路内に発熱性物質を含有しない。

※チューブの長さは概算値。

製造販売元

バクスター 株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番10号

www.baxter.co.jp

問い合わせ先

バクスター株式会社

ホスピタルプロダクト事業部

部門代表電話番号：03-6894-3010

2020年5月作成

JP/G42/20-0006